

	Größe 1 / Size 1	Größe 2 / Size 2	Größe 3 / Size 3
kleinster Handgelenk-Umfang / smallest wrist circumference	12 cm	15 cm	18 cm
größter Handgelenk-Umfang / largest wrist circumference	15 cm	18 cm	21 cm
Riemenbreite / strap width	5 cm	5 cm	5 cm
Art.-Nr. D... / Art.-No. E...	4 1 800=1	4 1 800=2	4 1 800=3

**Auf Anfrage auch andere Ausführungen nach Maßangaben möglich.
(z. B. mit Steckschloss und D-Ring oder Klett und Flausch).**

Größenangaben in cm. Wegen der großen Elastizität der Gurte sind Mittelwerte angegeben.
Abweichungen sind möglich.

All dimensions are in cm. Due to the flexibility of the harnesses, the measurements given are average.
Variations in the dimensions may occur!

Lieferumfang / Delivery includes

Handgelenkmanschetten rechts / Wrist Straps rh Klett / Velcro
Handgelenkmanschetten links / Wrist Straps lh Klett / Velcro

4 x Klappschnallen / Snap Locks, 20 mm

4 x Alunieten / Pop Rivets 4,8 x 16,9 mm

Handgelenkmanschetten /
Wrist Straps



Inhalt / Content:

Handgelenkmanschetten, klein Wrist Straps, strengthened, small	D 4 1 800=1 E 4 1 800=1	<input type="checkbox"/>
Handgelenkmanschetten, mittel Wrist Straps, strengthened, medium	D 4 1 800=2 E 4 1 800=2	<input type="checkbox"/>
Handgelenkmanschetten, groß Wrist Straps, strengthened, large	D 4 1 800=3 E 4 1 800=3	<input type="checkbox"/>

Zu Ihrer Sicherheit

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.

Anwendung

Zuerst legen Sie die Gurte straff um das Handgelenk. Dabei ist zu beachten, dass ein fingerbreites Spiel vorhanden ist. Zunächst wird der Verlauf von den beiden seitlichen Gurten festgelegt. Sie sollen senkrecht nach unten verlaufen, so dass kein Druck auf das Gelenk entsteht.

Die Position der Klappschnallen soll jetzt auf der Armlehne markiert werden. Danach werden die Klappschnallen mittels der mitgelieferten Alunieten fest montiert.

Nachdem Sie die Klappschnallen befestigt haben, legen Sie die Handgelenkmanschetten nochmals an. Fädeln Sie jetzt die beiden seitlich angebrachten Riemen durch die an den Schlaufen angebrachten Klappschnallen.

Ziehen Sie die Gurte nach unten bis die Arme richtig positioniert sind und verriegeln Sie die an den Schlaufen angebrachten Klappschnallen.

Zwischen den Steppnähten kann das Band gekürzt werden. Um ein Ausfransen zu verhindern, muss die Schnittstelle kurz abgeflammt werden.

Achtung

Bitte beachten Sie, dass keine scharfen Kanten überstehen. Verletzungsgefahr!
Die verstärkte Ausführung soll bei starken Spasmen oder Streckspasmus nicht verwendet werden.

Pflege und Wartung

Grobe Flecken mit weicher Bürste ausbürsten.
Waschen bis 30°C mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler.

EG-Konformitätserklärung

gem. Anhang VII der Richtlinie 93/42 EWG (MPG)
Wir, McLean REHAtechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42 EWG, Anhang I, erfüllen.

Safety Notes

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to.

Application

Starting with the wrist strap. This should fit snugly round the wrist with a fingers width play. The two vertical side straps should then be positioned at a slight angle downwards so that they do not chaff on the joints.

The position of the camlocks can now be marked on the armrest.
Using the pop rivets provided, the snap locks can now be mounted.

After the camlocks have been fitted to the armrests, fit the wrist strap to the clients wrist.
Thread the side straps through the camlocks and adjust the play in the elastic side straps until the correct arm position has been achieved.

Pull the harness straps downwards until the arms are positioned correctly and lock the camlocks, which are fastened to the loops.

The straps may be shortened between the seams. To prevent fraying the cut ends should be carefully singed with a lighter or similar.

Attention

Wrist Straps should be used as a restraint and positioning aid for the arms.
They should be used in conjunction with a fixed armrest.
The strengthened version should not be used by strong thrust spasticity or spasms.

Care and Maintenance

Use a soft brush to remove stains.
Washable at 30° with a mild detergent. Do not use fabric conditioner.

EC Declaration of Conformity

according to annex VII of the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices
We, McLean REHAtechnik GmbH declare under our sole responsibility that the products described in this instruction sheet meet the provisions of the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices which apply to them.