


## Technische Daten / Technical information



	A	B	C
Größe/ Size 1	22,5 cm (20-27)	6 cm	50 cm
Größe/ Size 2	30 cm (27-35)	6,5 cm	60 cm
Größe/ Size 3	40 cm (37-45)	8,5 cm	70 cm

Größenangaben in cm. Wegen der großen Elastizität der Gurte sind Mittelwerte angegeben. Abweichungen sind möglich.

All dimensions are in cm. Due to the flexibility of the harnesses, the measurements given are average. Variations in the dimensions may occur!

## Lieferumfang/ Delivery includes

### Größe / Size 1+2

2 x Klappschnallen / Snap Locks 30 mm  
2 x Alunieten / Pop Rivets 4,8 x 16,9 mm

### Größe / Size 3

2 x Klappschnallen / Snap Locks 40 mm  
2 x Alunieten / Pop Rivets 4,8 x 16,9 mm

Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Verbreitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise.  
All rights reserved.

Version: 24.08.2012

Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet



## Dynamischer Oberkörpergurt / Dynamic Thoracic Belt



Inhalt/Content:

Dynamischer Oberkörpergurt, klein Dynamic Torso Belt, small	D 1 5 350=1 E 1 5 350=1	<input type="checkbox"/>
Dynamischer Oberkörpergurt, mittel Dynamic Torso Belt, medium	D 1 5 350=2 E 1 5 350=2	<input type="checkbox"/>
Dynamischer Oberkörpergurt, groß Dynamic Torso Belt, large	D 1 5 350=3 E 1 5 350=3	<input type="checkbox"/>

Charge Nr./No.:



Datum/Date:

Kontrolliert/controlled:

## Zu Ihrer Sicherheit

**Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.**

**Nicht als Rückhaltesystem für Transportzwecke im Fahrzeug geeignet.**

## Anwendung

Dieser Dynamische Oberkörpergurt aus elastischem Neopren wird bei Rumpfinstabilität verwendet. Durch das elastische Material wird die Bewegungsfreiheit nicht so extrem eingeschränkt. Die Zueinstellung der einzelnen Fixationsgurte kann individuell auf das Krankheitsbild eingestellt werden.

## Individuelle Anpassung und Montage

Der Gurtverlauf soll möglichst waagrecht verlaufen, die Zueinstellung kann individuell nach Wunsch eingestellt werden.

## Montage

Die Montage des Dynamischen Oberkörpergurtes erfolgt an Sitzschalen und Rollstühlen mit festem Sitz oder Rücken. Dies erfolgt mittels der beigefügten Klappschnallen. Sie werden entweder verschraubt oder an den McLean Alurahmen (Artikel-Nr. D 1 2 100) mit den beigefügten Alunieten fixiert. Für die Montage auf Standard Rollstühlen sollen die Umlenkschlaufen (D 6 4 600) verwendet werden.

## Pflege und Wartung

Der Dynamische Oberkörpergurt ist pflegeleicht und bis zu 30° maschinenwaschbar. Feinwaschmittel verwenden, nicht schleudern. Nicht für Trockner geeignet.

## EU-Konformitätserklärung

Wir, McLean REHatechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erfüllen.

## Safety Notes

**To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to. Not suitable as restraint for transport in vehicles.**

## Application

Our Dynamic Torso Belts are manufactured of elastic Neoprene and are ideal for providing trunk support. The neoprene stretches to allow a degree of movement rather than restricting all freedom of movement. The fastenings can be adjusted to suit each users requirements.

## Assembly and Fitting

The Dynamic Torso Belt should be fitted in the horizontal plane. The tension should then be adjusted to the required level.

## Mounting

The Dynamic Torso Belt can be fixed to a seating system or a wheelchair with a firm backrest. Use the enclosed straps and fastenings. The straps are then either fixed to the frame by using existing holes in the backrest tubes or into the seating system frame. For attachment to wheelchair-frames (tubes) order tube loops (E 6 4 600).

## Care and Maintenance

The Dynamic Torso Belt is easy to care for. It is washable at 30°. Use mild detergent. Do not spin dry. Do not tumble dry.

## EU Declaration of Conformity

We, McLean REHatechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR).