


Technische Daten / Technical information



	gerade/ straight	gekröpft/ offset	Konugelenk/ coned joint	Konugelenk/ cond joint
	D 1 3 010	D 1 3 011	D 1 3 013=1	D 1 3 013=2
A=	40,0 cm	40,0 cm	32,0 cm	32,0 cm
B=	20,0 cm	20,0 cm	13,0 cm	16,0 cm
C=		6,0 cm		

A= Höhe/ Height, B= Breite/ Width, C= Kröpfung/ Offset

Lieferumfang/ Delivery includes

D 1 3 010/ D 1 3 011:

4x M6 Flachmutter/ Flatnut
4x M6 x 12 Innensechskantschraube/ Inner Allen Screw
4x U-Scheibe für M6/ Washer for M6
1 Unihalter D 1 4 032/ Unibacket
1 Befestigungsring/ Mounting Ring D 1 3 001

D 1 3 013=1

6x M6 Flachmutter/ Flatnut
6x M6 x 12 Innensechskantschraube/ Inner Allen Screw
6x U-Scheibe für M6/ Washer for M6
1 Unihalter/ Unibacket D 1 4 038
1 Anschraubplatte, mini/ Mounting Plate, mini D 1 3 003
1x M6 x 40 Innensechskantschraube/ Inner Allen Screw

D 1 3 013=2

8x M6
8x M6 x 12
8x U-Scheibe für M6
1 Unihalter D 1 4 032
1 Anschraubplatte
1x M8 x 40

Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet



Kopfstützenmontageset / Headrest Hardware



Inhalt/Content:

Kopfstützenmontageset, gerade Headrest Hardware, straight	D 1 3 010 E 1 3 010	☐
Kopfstützenmontageset, gekröpft Headrest Hardware, offset	D 1 3 011 E 1 3 011	☐
Kopfstützenmontageset, Konugelenk, mini Headrest Hardware, coned joint, mini	D 1 3 013=1 E 1 3 013=1	☐
Kopfstützenmontageset, Konugelenk Headrest Hardware, coned joint	D 1 3 013=2 E 1 3 013=2	☐

Charge Nr. /No.:



Datum/Date:

Kontrolliert/controlled:

Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Verbreitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise.
All rights reserved.

Version: 17.08.2020

Zu Ihrer Sicherheit

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.

Anwendung

Das Kopfstützenmontageset wird zur Montage der Kopfstütze an Sitzschalen verwendet. Es bietet eine Vielzahl von Einstellungen sowohl in der vertikalen, als auch in der horizontalen Ebene.

Individuelle Anpassung und Montage

Die Montage erfolgt an Feste Rücken/Rahmen. Dabei wird die Universalhalterung auf der Rückseite des Rückenteils ausgerichtet und mit den mitgelieferten Schrauben verschraubt (17 Nm Anzugmoment). Hierzu müssen vorab 6,2 mm Löcher gebohrt werden. Anschließend die entsprechende Kopfstütze montieren und passend für den Patienten einstellen und fixieren.

Achtung

Die Schrauben des mitgelieferten Sets nur 1x verwenden!

Pflege und Wartung

Allgemeine Reinigung mit milder Seife und Wasser.
Pflege nur mit Edelstahl- oder Chrompflege.

EU-Konformitätserklärung

Wir, McLean REHatechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erfüllen.

Safety Notes

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to.

Application

The Headrest Hardware is used to mount the Headrest to seating systems with hard backrests or similar. It offers a range of vertical and horizontal adjustment.

Assembly and Fitting

The Headrest Hardware can be mounted using the universal clamp supplied with this kit. The clamp is fitted using 4 screws M 6 x 12 by boring 4 holes, 6,2 mm. The vertical tube may now be clamped into position. The horizontal tube with the ball & mounting ring may now be fitted with the three screws to the Headrest. Finally the Hardware and Headrest should be adjusted to the user.

Attention

All the screws and nuts supplied with this kit should only be used once.

Care and Maintenance

Clean with mild detergent and water.
Care only with special chrome polish.

EU Declaration of Conformity

We, McLean REHatechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR).