

Assessor mini

Der ASSESSOR mini (Art. Nr. D 3 5 100) ist der neue, vielseitig einsetzbare Anpasststuhl für den hochqualifizierten Sitzschalenbau.


Der Einsatz des mini Assessors eignet sich besonders bei Kleinkindern bis hin zum Jugendlichen. Hierbei kann bei einer maximale Sitzbreite von 40 cm das McLean Vakuumkissen genutzt werden.

Durch das kompakte Format ist die Handhabung und der Transport vereinfacht.

Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehör für diesen Artikel!



Abschwenkbare Pelotte



Kunststoffwanne



Absender



McLean REHAtechnik GmbH
Breiter Anger 20
37115 Duderstadt

Telefon: 05527-997390
Telefax: 05527-9973950
E-Mail: info@mclean-rehatechnik.de

BESTELLUNG


Versandadresse, falls abweichend vom Absender

Com.:

Assessor mini

Untergestell und Anpasststuhl für den Sitzschalenbau

Hinweis: Die Gasdruckfeder unterstützt die Höhenverstellung

Farbe		Grundausrüstung		
<input type="checkbox"/> Anthrazit Metallic	<p>Anpasststuhl Assessor mini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergonomischer Rahmen - Schiebegriffwinkelverstellbar & höhenverstellbar - Sitz- und Rückenplatte - Armpolster kurz mit Seitenplatten - Rückenwinkelverstellung durch 1x Gasdruckfeder - Sitzwinkelverstellung durch 1x Gasdruckfeder - 4x Lenkrollen 125 mm mit Feststeller 	<p>Sitzbreite: 30-45 cm Sitztiefe: 30-45 cm Sitzhöhe: 50/51 cm Klappwinkel Rücken: 90° bis 140° Klappwinkel Sitz: -8° bis 38°</p>	<p>Gewicht: kg</p> <p>Gewichtzuladung max. 75 kg</p> <p>Max. Außenbreite 63 cm Gesamthöhe: 80 cm</p>	
Lenkräder	Rücken	Sitz	Zubehör	
Lenkrad 125 mm Vollgummi mit Schraubachse und Kunststoffgabel	Schiebegriff (Handbogen) winkel- und höhenverstellbar; winkelverstellbar über Gasdruckfeder; mit 5 Rückenplatten	Sitz mit Alu-Sitzplatte und Kunststoffseitenteil mit Armlehnenpolster; Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfeder	Kopfstütze mini 	Klappsicherung abschwengbar (mit Adapter) Rechts montiert 
Antriebsräder	Fußbrett	Zubehör		
Antriebsrad mit Trommelbremse und Schraubachse (mit Bedienung für Begleitperson) 5 Zoll luftbereift	Fußbrett geteilt mit Kniewinkel verstellbar 	Fußbrett durchgehend mit Fußwinkel (starr) Im Wechsel mit Fußbrett geteilt  Fußbrett nicht hochklappbar und nicht winkelverstellbar	Wanne aus Kunststoff im Rahmen	Seitenplatten abklappbar (Skai bezogen) mit Halterung am Rücken