


Beckengurte dienen zur Fixierung der Beckenposition; sie sind in verschiedenen Ausführungen und Größen lieferbar. Für Kinder empfehlen wir 25 - 40 mm Beckengurte, für Erwachsene 40 - 50 mm Beckengurte. Bei starkem Streckspasmus sollte der Beckengurt mit Metallverschluss verwendet werden.


Bitte beachten Sie: Alle unsere Gurtsysteme dienen der Positionierung! Sie sollen nicht als Sicherheitsgurte oder für den Transport im Fahrzeug dienen.

Beckengurt mit Metallschloss




Art. Nr.	A	B
D 1 5 100=40	650 mm	40 mm

Beckengurt mit Kunststoffschloss



Art. Nr.	A	B
D 1 5 400=40	800 mm	40 mm
D 1 5 400=50	800 mm	50 mm



Neopren-Beckengurt mit Kunststoffschloss



Art. Nr.	A	B	C	D
D 1 5 410=25	100 mm	50 mm	25 mm	750 mm
D 1 5 410=30	125 mm	60 mm	30 mm	750 mm
D 1 5 410=40	150 mm	70 mm	40 mm	750 mm
D 1 5 410=50	170 mm	85 mm	50 mm	750 mm

Neopren-Beckengurt mit Kunststoffschloss und Bandalero




Art. Nr.	A	B	C	D
D 1 5 411=25	100 mm	50 mm	25 mm	750 mm
D 1 5 411=30	125 mm	60 mm	30 mm	750 mm
D 1 5 411=40	150 mm	70 mm	40 mm	750 mm
D 1 5 411=50	170 mm	85 mm	50 mm	750 mm

Neopren-Beckengurt mit Metallsteckschloss



Art. Nr.	A	B	C	D
D 1 5 412=25	100 mm	50 mm	25 mm	750 mm
D 1 5 412=38	150 mm	70 mm	40 mm	750 mm
D 1 5 412=48	170 mm	85 mm	50 mm	750 mm

Beckengurte



Neopren-Beckengurt mit zwei Kunststoffschlössern



Art. Nr.	A	B	C	D
D 1 5 420=25	180 mm	60 mm	25 mm	700 mm
D 1 5 420=30	260 mm	70 mm	30 mm	700 mm
D 1 5 420=40	300 mm	85 mm	40 mm	700 mm
D 1 5 420=50	350 mm	85 mm	50 mm	700 mm

Neopren-Beckengurt mit zwei Kunststoffschlössern und Bandalero




Art. Nr.	A	B	C	D
D 1 5 421=25	180 mm	60 mm	25 mm	700 mm
D 1 5 421=30	260 mm	70 mm	30 mm	700 mm
D 1 5 421=40	300 mm	85 mm	40 mm	700 mm
D 1 5 421=50	350 mm	85 mm	50 mm	700 mm

Neopren-Beckengurt mit Kunststoffschloss, Bandalero und D-Ring (einseitiger Zug)



Art. Nr.	A	B	C	D
D 1 5 422=30	260 mm	70 mm	30 mm	700 mm
D 1 5 422=40	300 mm	85 mm	40 mm	700 mm
D 1 5 422=50	350 mm	85 mm	50 mm	700 mm




4-Punkt-Neopren-Beckengurt mit Kunststoffschloss



Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
D 1 5 440=25	100 mm	50 mm	25 mm	750 mm	20 mm	650 mm
D 1 5 440=30	125 mm	60 mm	30 mm	750 mm	25 mm	650 mm
D 1 5 440=40	150 mm	70 mm	40 mm	750 mm	25 mm	650 mm
D 1 5 440=50	170 mm	85 mm	50 mm	750 mm	25 mm	650 mm

4-Punkt-Neopren-Beckengurt mit Kunststoffschloss und Bandalero



Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
D 1 5 441=25	100 mm	50 mm	25 mm	750 mm	20 mm	650 mm
D 1 5 441=30	125 mm	60 mm	30 mm	750 mm	25 mm	650 mm
D 1 5 441=40	150 mm	70 mm	40 mm	750 mm	25 mm	650 mm
D 1 5 441=50	170 mm	85 mm	50 mm	750 mm	25 mm	650 mm