


Brustschultergurte

Brustschultergurte, aus hautfreundlichem, elastischen Neopren, werden bei Rumpf-instabilität verwendet. Durch das elastische Material wird die Bewegungsfreiheit nicht so stark eingeschränkt. Durch individuelle Zueinstellung der einzelnen Fixationsgurte kann eine optimale Anpassung auf das Krankheitsbild erzielt werden. Die Brustschultergurte sind pflegeleicht und bis 30° C maschinenwaschbar. Sie sind in der Standard-ausführung in 6 Größen lieferbar. Frauen sollten die weiblichen Brustschultergurte verwenden. Alle Größen sind wahlweise auch mit Reißverschluss lieferbar. Auf Wunsch fertigen wir nach Maß.

| Größe/ Size* | A | B | C | D | E | F | Band |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 0 (0 R) | 21,0 (21,5) | 20,0 (22,0) | 12,0 (14,0) | 14,5 (15,5) | 10,0 (11,0) | 4,0 (4,0) | 18 mm |
| 0 plus (0 plus R) | 27,0 (27,5) | 21,0 (22,0) | 13,0 (14,0) | 17,5 (18,5) | 11,5 (12,0) | 4,0 (4,0) | 20 mm |
| 1 (1 R) | 33,0 (33,5) | 22,0 (23,0) | 13,0 (14,0) | 20,5 (21,0) | 12,0 (13,0) | 4,5 (4,5) | 25 mm |
| 2 (2 R) | 38,0 (38,5) | 25,0 (26,0) | 15,0 (16,0) | 23,0 (23,5) | 12,5 (13,5) | 5,0 (5,0) | 25 mm |
| 3 (3 R) | 42,0 (42,0) | 27,0 (27,5) | 17,0 (17,5) | 24,5 (25,0) | 13,0 (14,0) | 5,0 (5,0) | 25 mm |
| 4 (4 R) | 48,0 (48,0) | 31,0 (32,0) | 20,0 (21,0) | 31,0 (31,5) | 16,0 (16,5) | 5,5 (5,5) | 25 mm |
| W 2 (W 2 R) | 33,0 (33,0) | 24,5 (26,5) | 14,5 (16,5) | 22,0 (23,0) | 17,0 (17,5) | 5,0 (5,0) | 25 mm |
| W 3 (W 3 R) | 40,0 (40,0) | 26,0 (28,0) | 16,0 (18,0) | 25,0 (26,0) | 24,0 (24,5) | 5,0 (5,0) | 25 mm |



Brustschultergurt, mini


| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|-------------------------|
| D 1 5 300=0 | Brustschultergurt, mini |

Brustschultergurt



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------------|-------------------------------|
| D 1 5 300=0 Plus | Brustschultergurt, Gr. 0 Plus |
| D 1 5 300=1 | Brustschultergurt, klein |
| D 1 5 300=2 | Brustschultergurt, mittel |
| D 1 5 300=3 | Brustschultergurt, groß |
| D 1 5 300=4 | Brustschultergurt, extragroß |

Brustschultergurt mit Reißverschluss



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| D 1 5 300 R=0 | Brustschultergurt, mini, mit Reißverschluss |
| D 1 5 300 R=1 | Brustschultergurt, klein, mit Reißverschluss |
| D 1 5 300 R=2 | Brustschultergurt, mittel, mit Reißverschluss |
| D 1 5 300 R=3 | Brustschultergurt, groß, mit Reißverschluss |
| D 1 5 300 R=4 | Brustschultergurt, extragroß, mit Reißverschluss |

Brustschultergurte



Brustschultergurt, weiblich

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------------------|
| D 1 5 301 W=2 | Brustschultergurt, mittel, weiblich |
| D 1 5 300 W=3 | Brustschultergurt, mittel, weiblich |

Brustschultergurt, weiblich, mit Reißverschluss



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| D 1 5 301 RW=2 | Brustschultergurt, mittel, mit Reißverschluss, weiblich |
| D 1 5 301 RW=3 | Brustschultergurt, groß, mit Reißverschluss, weiblich |


Dynamischer Oberkörpergurt

Elastischer Oberkörpergurt mit einstellbarem Zug. Besonders geeignet für aktive Rollstuhlfahrer mit hoher Lähmung oder bei fehlendem Tonus im Oberkörper. Entwickelt für den täglichen Gebrauch und für sportliche Aktivitäten.



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|------------------------------------|
| D 1 5 350=1 | Dynamischer Oberkörpergurt, klein |
| D 1 5 350=2 | Dynamischer Oberkörpergurt, mittel |
| D 1 5 350=3 | Dynamischer Oberkörpergurt, groß |

| | A | B | C |
|-------|------------------|----|-----|
| Gr. 1 | 225 (200-270) | 45 | 400 |
| Gr. 2 | 300 (270-350) | 60 | 400 |
| Gr. 3 | 400 (370-450) | 75 | 400 |



Schulterpolster

- 150 x 50 mm
- bis 30 mm Gurtband



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------|-----------------|
| D 1 5 360 | Schulterpolster |

Brustschultergurte


Oberarm-Retraktionsgurt

Eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Brustschultergurtform, um eine einseitige oder beidseitige Retraktion des Schultergürtels zu erreichen, ohne dabei Druck auf das empfindliche Akromion auszuüben. Überwiegend bei leichteren Fällen skoliotisch bedingtem Herausdrehens aus dem Sitzsystem anzuwenden.

Bitte angeben: rechts links beidseitig



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| D 1 5 310=1 | Oberarm-Retraktionsgurt, männlich, Größe 1 |
| D 1 5 310=2 | Oberarm-Retraktionsgurt, männlich, Größe 2 |
| D 1 5 310=3 | Oberarm-Retraktionsgurt, männlich, Größe 3 |
| D 1 5 310=2 W | Oberarm-Retraktionsgurt, weiblich, Größe 2 |
| D 1 5 310=3 W | Oberarm-Retraktionsgurt, weiblich, Größe 3 |



| | A | B | C | D | E | F |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| Gr. 1 | 35,0 | 22,0 | 12,5 | 22,0 | 6,0 | 32,5 |
| Gr. 2 | 40,0 | 24,5 | 14,5 | 24,0 | 8,0 | 37,0 |
| Gr. 3 | 44,0 | 27,0 | 16,0 | 26,0 | 14,0 | 39,0 |
| W2 | 35,0 | 23,0 | 14,0 | 23,0 | 8,0 | 29,0 |
| W3 | 42,0 | 24,0 | 14,0 | 26,0 | 11,0 | 33,0 |

* Größenangaben in cm. Abb.: weiblich. Wegen der großen Elastizität der Gurte sind Mittelwerte angegeben; Abweichungen sind möglich!