

# Luftpolsterkissen

Wir bieten Luftpolsterkissen in verschiedenen Größen.

Alle Luftpolsterkissen sind aus hochwertigen PE-Folien verschweißt und mit einer Schlauch-/Blasebalg Pumpe versehen.

Über ein Ventil kann die Luft abgelassen werden.

Luftpolsterkissen sind vielseitig einsetzbar, z.B. als Lumbalpolster, Lateralpolster usw.

Der Luftdruck ist über den Blasebalg individuell regelbar.

Luftpolsterkissen sind aufgrund des stabilen Materials sehr strapazierfähig.

Das Komplettangebot beinhaltet Blasebalg, Schlauch und Polster.



## Luftkissen

Art.-Nr.

D 1 7 500=1 Größe 1 (120x180 mm)

D 1 7 500=2 Größe 2 (160x300 mm)

D 1 7 500=3 Größe 3 (200x400 mm)



## Lumbalpolster

Art.-Nr.

D 1 7 600=1 Größe 1 (120x180 mm)

D 1 7 600=2 Größe 2 (160x300 mm)

D 1 7 600=3 Größe 3 (200x400 mm)