

Sinus - BASIC -

Art. Nr. D 1 1 410

Diese zweiteilige Sitzschale wird nach Ihren Maßen angefertigt.

Aus hochwertigem Weichschaum hergestellt, wird die Sinus Basic mit angedeuteten Pelotten und integriertem Abduktionskeil gefertigt. Sitz und Rücken werden durch ein Scharnier verbunden und zur Stabilisierung jeweils mit einer Aluplatte versehen. Diese Platten werden mit Carbonfolie in Ihrer Wunschfarbe foliert.



Für die Anprobe erhält die Sitzschale einen provisorischen Trikotbezug. Nach erfolgter Anprobe ist eine Änderung bereits im Gesamtpreis enthalten.

Vor dem Beziehen wird die Sitzfläche mit einem Inkontinenzschutz beschichtet. Auch der Bezug, mit Stoff nach Wahl, für Sitz und Rücken ist inkludiert, dieser ist abwaschbar und abnehmbar.

Zur Befestigung an einem Rollstuhl können Sie zwischen zwei Befestigungsgurten oder vier Clips wählen.

Sinus - COMFORT -

Art. Nr. D 1 1 420

Diese Sitzschale wird zweiteilig nach Ihren Maßen gefertigt.

Versehen mit Thoraxpelotten nach Maß und integriertem oder aufsteckbarem Abduktionskeil. Ebenfalls integriert wird eine laterale Beinführung nach Ihren Angaben.

Das Rücken- und Sitzteil werden durch ein Scharnier verbunden. Zur Stabilisierung wird aus Aluminiumblech ein passender Rahmen gekantet. Dieser individuelle Rahmen wird mit Carbonfolie in Ihrer Wunschfarbe foliert.

Zur Anprobe wird die Sitzschale mit einem provisorischen Trikotbezug versehen. Nach Erfolgter Anprobe ist eine Änderung bereits im Gesamtpreis enthalten.

Vor dem Beziehen wird die Sitzfläche mit einem Inkontinenzschutz beschichtet. Der waschbare und abnehmbare Bezug, mit Stoff Ihrer Wahl, für Sitz und Rücken ist ebenfalls im Preis inkludiert.

Zur Befestigung an einem Rollstuhl können Sie zwischen zwei Befestigungsgurten oder vier Clips wählen.

