

Unsere vorgeformten Vakuumkissen sind in vier Größen lieferbar (Vakuummattsratten in zwei Größen) und werden aus einem **speziellen, latexfreien Material** hergestellt. Durch die anatomisch angepasste Vorformung ist ein individueller Abdruck nach therapeutisch-medizinischen Kriterien *auch bei schwerwiegenden körperlichen Deformitäten* gewährleistet.

Gefüllt sind die Vakuumkissen mit einem Styroporgranulat. Durch Verwendung einer Vakuumpumpe wird ein fester Abdruck vom Patienten genommen, der jederzeit durch Luftzufuhr wieder verändert bzw. wiederholt werden kann. Hierdurch kann die *optimale Sitzposition für die individuellen Bedürfnisse des Patienten* ermittelt werden. Sitzproben können bei Bedarf direkt nach erfolgtem Abdruck durchgeführt werden. Obwohl die Kissen durch das Vakuum fest sind, wird der *anatomisch angepasste Abdruck* als bequem empfunden.

Alle Vakuumkissen sind mit Schnellkupplungen versehen. Einfach die beiden Kupplungshälften zusammenschieben; ein spürbares Einrasten und ein hörbares Klicken sagen Ihnen, dass eine luftdichte Verbindung hergestellt wurde. Die Entkupplung funktioniert über einen einfachen Tastendruck.

Unsere Jumbotaschen in verschiedenen Größen bieten *optimalen Schutz vor Beschädigungen* beim Transport und bei der Lagerung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sitzbreite
D 1 6 100=30R	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Rücken	30 cm
D 1 6 100=30S	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Sitz	30 cm
D 1 6 100=35R	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Rücken	35 cm
D 1 6 100=35S	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Sitz	35 cm
D 1 6 100=40R	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Rücken	40 cm
D 1 6 100=40S	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Sitz	40 cm
D 1 6 100=45R	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Rücken	45 cm
D 1 6 100=45S	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Sitz	45 cm
D 1 6 100=50S	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, Sitz	50 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße
D 1 6 140	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, flach	40 x 40 cm
D 1 6 145	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, flach	45 x 45 cm
D 1 6 170	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, flach	70 x 30 cm
D 1 6 200	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, flach	90 x 80 cm
D 1 6 220	Vakuumkissen (latexfrei), hellgrün, flach	38 x 19 x 5 cm
D 1 6 300	Vakuumkissen Liegeschale (latexfrei)	190 x 90 cm
D 1 6 400	Vakuumkissen Liegeschale (latexfrei)	160 x 90 cm

